



一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套组

| | |
|----------------|------|
| 有创/无创呼吸机 | 呼吸管路 |
| 双回路/单回路 | 呼吸管路 |
| 双集水杯/单集水杯/无集水杯 | 呼吸管路 |
| 普通型/含湿化瓶 | 呼吸管路 |
| 成人/小孩/婴儿 | 呼吸管路 |
| 麻醉机用 | 呼吸管路 |

呼吸管路选配件

- 一次性自动给水湿化瓶
- 一次性延长管（可伸缩/不可伸缩）

鼻塞导管

| | |
|--------|------|
| 高流量氧疗 | 鼻氧导管 |
| 婴儿正压通气 | 鼻氧导管 |



力争做用户最满意的行业产品

目录

CONTANTS

| | |
|--|-------|
|  高流量氧疗鼻氧导管 | 2 |
| 婴儿正压通气鼻氧导管 | 3 |
|  带湿化瓶呼吸管路组 | 4 |
| 带延长管呼吸管路组 | 5 |
|  双回路呼吸管路组（双集水杯） | 6 |
| 单回路呼吸管路组（单集水杯/带呼气阀） | 7 |
| 单回路呼吸管路组（无创呼吸机适用） | 8 |
| 麻醉机用呼吸管路组 | 9 |
|  一次性自动给水湿化瓶 | 10 |
| 延长管 | 11 |
| 管路组件 | 12-13 |

高流量鼻氧导管



| 规格型号 | 鼻塞编号 | 鼻塞内直径 (mm) | 间距 (mm) | 高度 (mm) | 鼻塞总长度 (mm) | 导管长度 (mm) |
|--------|------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| C03101 | 1# | 5 | 4 | 11.5 | 118 | 300 |
| C03102 | 2# | 5 | 5 | 11.5 | 118 | 300 |
| C03103 | 3# | 5 | 5.5 | 12 | 118 | 300 |
| C03104 | 4# | 5 | 6 | 12 | 118 | 300 |
| C03105 | 5# | 6 | 7 | 12.5 | 118 | 300 |
| C03106 | 6# | 6 | 8 | 12.5 | 118 | 300 |
| C03107 | 7# | 6 | 9 | 13 | 118 | 300 |
| C03108 | 8# | 6 | 9 | 13 | 118 | 300 |
| C03109 | 9# | 6 | 10.5 | 13.5 | 118 | 300 |
| C03110 | 10# | 6 | 12 | 13.5 | 118 | 300 |

婴儿正压通气鼻氧导管



| 规格型号 | 鼻塞编号 | 鼻塞内直径 (mm) | 间距 (mm) | 高度 (mm) | 鼻塞总长度 (mm) | 导管长度 (mm) |
|--------|------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| C03201 | 00# | 2 | 2 | 10 | 63 | 300 |
| C03202 | 0# | 2.5 | 2.5 | 11 | 63 | 300 |
| C03203 | 1# | 3.5 | 3 | 12 | 63 | 300 |
| C03204 | 1.5# | 4 | 3.5 | 13 | 63 | 300 |
| C03205 | 2# | 4.5 | 4 | 14 | 63 | 300 |
| C03206 | 2.5# | 5 | 4.5 | 15 | 63 | 300 |

预期用途：用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。


含湿化瓶呼吸管路组




Y型三通带测温孔
吸入端可断开，连接雾化器



垂直接口集水杯




含延长管呼吸管路组



| 规格 | 选配件 |
|---|---|
| <p>C002101~C002107 C042101~C042141 B042101~B042142 Y042101~Y042131</p> | <p>一次性</p> <p>可伸缩 延长管 不可伸缩 延长管 自动给水 湿化瓶</p> |

双回路呼吸管路组（双集水杯）



| 规格 | 选配件 |
|---|--|
| C002001~C002007、C002101~C002107 C042001~C042016、C042021~C042024 C042101~C042116、C042121~C042124 C042127~C042141 B042001~B042016、B042021~B042024 B042101~B042132、B042137~B042140 Y042001~Y042016、Y042101~Y042131 | 一次性 可伸缩 延长管 不可伸缩 延长管 自动给水 湿化瓶 |

单回路呼吸管路组（单集水杯/含呼气阀）




C003001普通型



C003001湿化瓶型

单回路呼吸管路连接模拟图




* 箭头所示为气体的流动方向

单回路呼吸管路组（无创呼吸机适用）



单回路呼吸管路连接模拟图



| 规格 | 选配件 |
|--|--|
| C003002~C003004、C042017~C042020 C042025、C042026、C042117~C042120 C042125、C042126、C043001~C043014 B042017~B042020、B042025、B042026 B042133~B042136、B042141、B042142 Y043001~Y043012 | 一次性 可伸缩 延长管 不可伸缩 延长管 自动给水 湿化瓶 |

麻醉机用呼吸管路组





| 规格 | 管路配件 |
|------------------------------------|------|
| C001001~C001002 C041001~C041005 | / |
| C001101 C041101~C041103 | 3L气囊 |
| C001102 C041104、C041105 | 2L气囊 |
| C001103 | 1L气囊 |


湿化瓶



C044009、C044010



延长管



带抽吸口



带抽吸口可伸缩



带采样口



带采样口可伸缩

| 类型 | 规格 | 接口 |
|------|-------------------------|-------------|
| 可伸缩 | C004002、C044003、C044004 | 12M15F，带抽吸口 |
| 不可伸缩 | C004001、C044001、C044002 | 12M15F，带抽吸口 |
| 可伸缩 | C044007、C044008 | 12M15F，带采样口 |
| 不可伸缩 | C044005、C044006 | 12M15F，带采样口 |

呼吸管路组件



CA009001



CA009002



CA009006



CA009007



CA009011



CA009018



CA009019



CA009020



CA009021



CA009022



CA009008



CA007001



CA007002



CA007005



CA007006



CA008001



CA008003



CA008010



CA008011



CA00L003



CA00A004



CA00A007



CA00A008



CA00A009



CA00K001

呼吸管路组件



CA00F001



CA00A011



CA00E001



CA009024



C004005



CA00L003



CA00L002




CA00L004




CA031016




CA032011




CA031004



CA031007



CA031009



CA031010



CA031015



CA030001



CA030002




CA032007



CA032008



CA032009



CA032001



CA032002



CA032004



CA032013



CA032014

☎ 0635-3343366 8330677

✉ zhy@yk.sd.cn

🌐 <https://yk.sd.cn>

📍 山东省聊城市东昌府区台湾工业园



下载电子版