

一次性呼吸机和麻醉机用呼吸管路组  
有创呼吸机、无创呼吸机 管路  
成人/儿童/婴儿型 管路  
可覆盖目前市场上大多数品牌呼吸机  
高流量氧疗用鼻塞导管  
小儿正压通气呼吸机鼻塞导管  
医用呼吸湿化器


# 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套组




## 双回路型（常用于有创呼吸机）

成人型：

C002003




C002103




小孩型：

C002007




C002107




婴儿型：

C002006



C002106



以上为部分常用型号，更多产品



单回路型 (常用于无创呼吸机)

C003002



C003003



C003004



C003001



麻醉机用呼吸管路：

C001101



C001102



C001103



选配件：

C004001



C004002



C004003



C004004



C004005



# 管路配件



直型接头



直型接头



直型接头



直型接头



直型接头



L型接头



L型接头



L型接头



Y型接头



Y型接头



成人集水瓶



儿童集水瓶



Y型接头



Y型接头



挂架



压力管

☎ 0635-3343366 8330677

✉ zhy@yk.sd.cn

🌐 <https://yk.sd.cn>

📍 山东省聊城市东昌府区台湾工业园





## 婴儿鼻氧导管

型号规格	鼻塞内直径 (mm)	间距 (mm)	高度 (mm)	鼻塞总长度 (mm)	导管长度 (mm)
C03201	2	2	10	63	300
C03202	2.5	2.5	11	63	300
C03203	3.5	3	12	63	300
C03204	4	3.5	13	63	300
C03205	4.5	4	14	63	300
C03206	5	4.5	15	63	300

预期用途：用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。





## 高流量鼻氧导管

型号规格	鼻塞内直径 (mm)	间距 (mm)	高度 (mm)	鼻塞总长度 (mm)	导管长度 (mm)
C03101	5	4	11.5	118	300
C03102	5	5	11.5	118	300
C03103	5	5.5	12	118	300
C03104	5	6	12	118	300
C03105	6	7	12.5	118	300
C03106	6	8	12.5	118	300
C03107	6	9	13	118	300
C03108	6	9	13	118	300
C03109	6	10.5	13.5	118	300
C03110	6	12	13.5	118	300